

**FACULTAD DE INGENIERIA** 

CARRERAS: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y AGRONEGOCIOS INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CURSO: QUIMICA ORGANICA PROFESORA: LILLYAN LOAYZA G. COORDINADORA: LILLYAN LOAYZA G

# PRÁCTICA Nº 5 ALDEHÍDOS Y CETONAS

#### I. OBJETIVOS

- Reconocer e Identificar los compuestos carbonílicos
- Diferenciar por reacciones químicas los aldehídos y cetonas.
- Obtener un compuesto carbonílico

#### II. MATERIALES Y REACTIVOS

- Muestras: Acetaldehído, formaldehído, acetona.
- Tubos de prueba
- Pipetas de 1 ml
- Etanol
- Reactivo de Fehling
- Reactivo de Tollens

- Reactivo de Schiff: En un beaker de 250 ml. pesar 100 miligramos de fucsina. Disolver en 75 ml. de agua destilada, a 80°C. Enfriar. Agregar 2.5 g de bisulfito de sodio, disolver. Agregar 1.5 ml. de HCl concentrado, agitar. Aforar a 100 ml. con agua. NO usar después de 14 días de preparado
- Reactivo 2,4-dinitrofenilhidrazina (2,4-DFH)
- Equipo de seguridad: lentes protectores, guantes resistentes al calor

# III. PROCEDIMIENTO

### 1. Identificación del grupo carbonilo

Muestras	Agregar a c/u 2 ml de etanol. Adicione	Observaciones			
4 gotas de	2 ml de solución de 2,4-DFH. Espere	La aparición de un precipitado amarillo o naranja,			
cada	10 minutos.	indica prueba positiva (grupo carbonilo).			
muestra					

### 2. Diferenciación de aldehídos y cetonas

#### a. Prueba de Fehling

Muestras	Adicionar a cada tubo, 1 ml de reactivo	Observaciones			
0.5 ml de muestra	Fehling A y 1 ml de Fehling B. Colocar los	Observar la aparición de			
con grupo	tubos en baño maría hirviente por 3 minutos.	precipitado color rojo			
carbonilo		ladrillo.			

# b. Prueba de Schiff

Muestras	Adicionar a cada tubo, 4 gotas de reactivo de	Observaciones		
1 ml de muestra	Schiff. Agitar	Observar la aparición de un color		
con grupo		violeta-púrpura (reacción positiva		
carbonilo		para aldehídos). Las cetonas dan un color rosado pálido.		

#### 3. Obtención de Aldehídos

En un tubo de ensayo coloque 0.6 mL	Caliente suavemente con ayuda del	Observaciones	
de etanol, 5 gotas de dicromato de potasio y 0.4 mL de H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> conc. Adicione perlas de vidrio y tape con un tapón adaptado a un tubo de desprendimiento	mechero, dejando hervir durante 2 min., colecte el destilado en un tubo de ensayo sumergido en un baño de	Observe la formación de un precipitado (presencia del	

### III. RESULTADOS

Muestras	2,4-DFH		Fehling		Schiff		Tipo de Compuesto Carbonílico
	Obs.	Resultado	Obs.	Resultado	Obs.	Resultado	
Α							
В							
С							

## IV. DISCUSIÓN

Con respecto a los resultados encontrados:

- Identifique a los compuestos A, B, C.
- Fundamente con reacciones químicas, las pruebas realizadas en el laboratorio.

## **V. CUESTIONARIO**

- 1. Con el reactivo 2,4-DFH, ¿podría identificar al compuesto?. Explique.
- 2. ¿Por qué los aldehídos reaccionan con el reactivo de Fehling a diferencia de las cetonas?.
- 3. En la reacción de obtención de aldehídos, si utilizara el 2-butanol, ¿Qué producto obtendría?. Explique.